

SCRIBA
NANOTECNOLOGIE
www.scriba-nanotec.com


L'etichetta multifunzionale **Hot-TAG** rappresenta un mezzo efficace per verificare il corretto stato di conservazione del prodotto, relativamente alle esposizioni accidentali a fonti di calore. **Hot-TAG** consente di:

- controllare l'esposizione della confezione alla temperatura di riferimento dell'etichetta. La trasformazione dell'etichetta è confermata dalla lettura del tag con il sistema di lettura e il software NanoViewer®;
- verificare il transito attraverso la filiera. La trasformazione dell'etichetta, infatti, è irreversibile, ed è associata alla codifica digitale dell'informazione;
- inserire, sulla confezione, un contenuto informativo ad alta densità, con il sistema Nu-Code®, che permette anche di personalizzare il contenuto di ogni singola etichetta.

La caratteristica parte termosensibile consente di stabilire se il prodotto è stato esposto per un tempo limitato a sorgenti di calore, che possano indurre il deperimento del farmaco. L'utilizzatore del farmaco può verificare in ogni momento l'integrità della confezione, in maniera assolutamente sicura, grazie alla tecnologia olografica.



Prodotto correttamente conservato



Prodotto esposto a 40 °C per 5 minuti

Scriba Nanotecnologie S.r.l. Via P. Gobetti 52/3, 40129 Bologna (Italy)

Tel.: +39 051 4159502 - Fax: +39-051-6311250

sales@scriba-nanotec.com; www.scriba-nanotec.com